



PROview 10" patiëntenmonitor

- Briljante beeldweergave • 27 verschillende soorten aritmieanalyse
- **Early Warning Score (EMS)** - Beoordeling van de urgentie van medische actie
- Glasgow Coma Scale (GCS)
- Monitoring van de luchtwegen bij pasgeborenen
- Meting van zuurstofverzadiging (SpO2) en polsslag
- Eenvoudige hygiënische reiniging
- Ongecompliceerde opslag van de accessoires aan de achterkant van het apparaat
- Bloeddrukmeting voor volwassenen en kinderen (NIBP)
- Centrale bewakingssoftware voor maximaal 66 monitoren (optioneel)

Technische details:

Afmetingen: 288 x 236 x 168 x mm (BxHxD) | ca. 4kg

ECG: 3, 5, 6, 12-draads

Gegevensopslag: 180 uur

Batterij: Lithium-ion, tot 4 uur runtime Printer: thermische printer, afdruksnelheid 12,5, 25, 50 mm/s, papierbreedte 50 mm

Ingegrepen zijn :

- Patiëntkabel 5-draads
- Wegwerpelektroden - NIBP-slang
- Manchet (erw.)
- SpO2 verlengkabel - SpO2 Sensor (Erw.)
- Printer



info@meditron.be

03/776.22.95



Meditron