

Welke **chrome** flowmeter zoekt u :

- *O₂ (wit) of AIR (zwart)
- *Debiet 0-15L of 0-1L of 0-3L of 0-5L of 0-8L of 0-70L
- *Direct inplugbaar of niet (DIN of CARBA)
 - Of met universele railklem + tube Xm met inplugconnector
 - Of met pole klem + ?m tube met inplugconnector
- *Met of zonder nipple (wit O₂ , zwart Air of geel, groen....)
- *Met of zonder flowselector 3MFA series

Idem voor dubbele flowmeters, zie pg 42



Flowmeter Direct inplugbaar



Flowmeter met universele railclamp + tubing 2,5m with Diss and DIN



Flowmeter met pole klem



Flowmeter met flowselector



info@meditron.be



03/776.22.95



Meditron



**Dubbele Flowmeter
direct inplug DIN**



**Dubbele flowmeter
+ universele railclamp + tubing**



DIN



Tubing met aansluiting DISS + inplug DIN

Aantal m tubing : keuze uit 1m-2m-3m-4m....

Oxygen : witte tubing = O²

Zwarte tubing = air



Nipples

- | | |
|---------|----------------|
| PM-0119 | Clear per 25st |
| PM-0120 | Geel |
| PM-0121 | Zwart |
| PM-0122 | Wit |
| PM-0124 | Groen |
| PM-0106 | Metaal per 1st |



Sensor Tee

Hulpstuk voor montage
zuurstofsensoren op
alle flowmeters.

PM-1MFATP



info@meditron.be



03/776.22.95



Meditron