

Palmcare Pro

5

- *Met beschermrand rubber
- *Inclusief SPO2 sensor
- *Herlaadbaar met kabel
- *Met alarm
- *Draagbaar

Stroomvoorziening:

- Opgenomen vermogen 9 Vdc
- Zekering 5A, 32 VAC / DC
- 4 Batterijen 1.5 V AA
- Capaciteit tot 10 uur

Meetbereik:

- SpO₂ 0 - 100%
- Polsslag 30 - 250 slagen per minuut
- Perfusie 0.05 - 20%

Verzadigingsnauwkeurigheid van volwassenen en kind:

- 70 - 100% ong. 2
- 50 - 69% ong. 3
- 0 - 49% niet gespecificeerd

Verzadigingsnauwkeurigheid van pasgeborenen:

- 70 - 100% ong. 3
- 50 - 69% ong. 4
- 0 - 49% niet gespecificeerd

Naukeurigheid polsslag:

- 30 - 250 spm ong. 3

Resolutie:

- 1 bpm bescherming

Klasse:

- IPX1


Optioneel bij te bestellen:

- SpO₂ extensie kabel
- SpO₂ sensor voor kinderen en pasgeborenen
- Beugel voor infuusstandaard
- PC software



Art.: Palmcareprorech


4 different screen modes



Main 1

Short Trend

Main 2



Main 3



info@meditron.be

03/776.22.95



Meditron

Toebehoren Palmcare Pro :

1. SPO2 vingersensor ,harde vingerclip
2. SPO2 oorsensor mogelijk
3. Extension kabel SPO2
4. Adapter kabel palmcare pro
5. Batterij Palmcare pro

6



info@meditron.be

03/776.22.95



Meditron