

RUSCH



Art. 06-112700

beschrijving

De Rusch® EndoTest™ Cuff Pressure Manometer is een device voor het vullen en bewaken van de druk van lagedrukmanchetten op luchtpijp, tracheostomie, bronchiale buizen en larynxmaskers

Functies

- Bediening met één hand
- Nauwkeurige, gemakkelijk afleesbare meter
- Eenvoudige vingerschakelaar voor aanpassing
- Handige ophanghaak



info@meditron.be

03/776.22.95



Meditron